

DNAiso Reagent (基因组 DNA 提取试剂)

Code No. 9770Q

包装量：25 ml

制品说明

本制品是一种简单、快速的基因组DNA (Genomic DNA) 提取试剂，可以从动物组织、植物材料、各种微生物、培养细胞中提取基因组DNA。样品在DNAiso Reagent中能够充分被裂解，在加入乙醇后，会出现白色絮状的基因组DNA沉淀，收集并洗涤沉淀即可得到基因组DNA。

DNAiso Reagent具有很强的广谱性，可以适用于各种样品的基因组DNA提取。提取过程简单、快速，整个操作可以在30分钟内完成。本制品采用的是传统的缠绕法提取DNA，所获得的基因组DNA纯度高、完整性好。提取的基因组DNA可以直接用于PCR反应、Southern杂交、构建基因组DNA文库以及RAPD、AFLP、RFLP分析等各种分子生物学实验。

制品内容

DNAiso Reagent*	25 ml
-----------------	-------

*: DNAiso Reagent中含有强变性剂，应避免与皮肤、衣物等接触。若不小心接触到眼睛或皮肤时，请立即到医院进行处理。

保存：室温

本试剂之外所需准备试剂

- ◆ 无水乙醇和75%乙醇。
- ◆ 8 mM NaOH。低浓度NaOH溶液在空气中很容易被CO₂中和，NaOH一般配制2~4 M的储存液，使用时再稀释，其保存时间不超过6个月，而8 mM NaOH的保存期限不超过一个月。
- ◆ Chloroform (植物DNA提取时用)。

操作注意事项

若要提取出完整度较高的基因组DNA，应尽量减少由于外力剪切作用对基因组DNA造成的损伤，在提取过程中应使用前端口较大的移液枪头（实验前用灭菌的剪刀将移液枪头前端剪掉2~3 mm）。提取过程中要小心操作，避免剧烈振荡或使用振荡器。

实验操作

1. 各种组织材料的DNAiso使用量及裂解方法如下。

实验材料种类	DNAiso 使用量	裂解方法
贴壁培养细胞	1.0 ml/10 cm ² 培养皿	移液枪轻轻吹打
悬浮培养细胞	1.0 ml/1~3 × 10 ⁷ 细胞	移液枪轻轻吹打
动物组织	1.0 ml/25~50 mg 组织	匀浆器匀浆或液氮研磨
少量动物软组织(如脾脏和脑等)	1.0 ml/5~10 mg 组织	移液枪轻轻吹打
Yeast 或 革兰氏阳性菌	1.0 ml/1~3 × 10 ⁸ 细胞	先用溶菌酶裂解细胞壁，再加DNAiso 吹打裂解或使用液氮研磨
革兰氏阴性菌	1.0 ml/1 × 10 ⁹ 细胞	移液枪轻轻吹打

2. 实验样品的研磨和匀浆。

A. 贴壁培养细胞。

① 倒出培养液，用1 × PBS清洗一次。

② 每10 cm²生长的培养细胞中加入1 ml的DNAiso Reagent，水平放置片刻，使裂解液均匀分布于细胞表面并轻轻晃动培

养皿使细胞裂解，然后使用移液枪吹打细胞使其脱落（对于贴壁牢固的培养细胞可使用细胞刮勺剥离细胞）。

- ③ 将含有细胞的裂解液转移至离心管中，用移液枪反复吹打直至裂解液中无明显沉淀。
- ④ 室温静置5分钟。

B. 悬浮培养细胞（或革兰氏阴性菌）

- ① 将悬浮培养细胞连同培养液一起倒入离心管中，8,000g 4℃离心2分钟，弃上清。
- ② 加入1 ml (1 × 10⁷个悬浮培养细胞或1 × 10⁹个革兰氏阴性菌细胞的使用量)的DNAiso Reagent。
- ③ 用移液枪反复吹打直至裂解液中无明显沉淀。
- ④ 室温静置5分钟。

C. 动物组织

- ① 将动物组织放入匀浆器中，每25~50 mg组织中加入1 ml DNAiso Reagent。
- ② 使用匀浆器反复匀浆，直至没有明显块状组织沉淀。
- ③ 对于特殊样品，如心脏、肌肉及软骨组织等，可以将其迅速转移至用液氮预冷的研钵中，用研杵研磨组织，其间不断加入液氮，直至研磨成粉末状（无明显的可见颗粒，如果没有研磨彻底会影响DNA的收率和质量）。加入适量的DNAiso Reagent，将研磨成粉末状的样品完全覆盖，然后室温静置，直至样品完全融化，再用研杵继续研磨至裂解液呈透明状。对于量少的一些软组织（5~10 mg），例如脾脏、脑等，可以直接剪成小块放到离心管中加入DNAiso Reagent，再使用移液枪反复吹打，使软组织破碎，直至看不到明显的沉淀为止。
- ④ 将裂解液转移至离心管中。

D. 植物材料（或革兰氏阳性菌）

- ① 将植物材料（或革兰氏阳性菌）称重后，放入研钵中加入液氮速冻，用研杵将植物材料（或革兰氏阳性菌）研磨成粉末状。
- ② 加入适量的DNAiso将粉末状样品完全覆盖，室温静置，直至样品完全融化，再用研杵继续研磨至裂解液呈透明状。
- ③ 将裂解液转移至离心管中。

3. 除杂质。

① 离心：组织裂解液经10,000g 4℃或室温离心10分钟，将上清转移至新的离心管中。此步骤可以除去裂解液中大部分的组织碎片、RNA和多糖类成份。（对于大量的动物组织、植物材料以及其他纤维或RNA含量较多的材料，推荐使用此操作，其他材料可酌情省略。）

② 本步骤选择使用（仅在提取植物材料时使用，可以除去大量叶绿素）：向组织裂解液中加入等体积的氯仿，颠倒混匀，室温静置10分钟，12,000g 室温离心10分钟，将上层溶液转移至新的离心管中。

4. 基因组DNA的提取。

向上述裂解液中加入DNAiso Reagent 1/2体积量的无水乙醇。反复颠倒混匀1~3分钟，会出现云雾状的DNA沉淀，使用枪头将DNA缠绕出来转移至新的离心管中，或者将上清液轻轻倒出，将DNA沉淀留在离心管底部。若没有出现DNA沉淀或沉淀量较少且分散时，可以4,000g室温离心2分钟沉淀DNA。

5. 基因组DNA沉淀的清洗。

缓慢地沿离心管壁加入1 ml 75%的乙醇（切勿触及沉淀），轻轻上下颠倒洗涤离心管管壁，12,000g 4℃离心5分钟后小心弃去乙醇（为了更好地控制DNA中的盐离子含量，应尽量除净乙醇）。

6. 基因组DNA的溶解。


将除去乙醇后的基因组DNA沉淀在室温下干燥5~15秒（如果基

基因组DNA在空气中干燥时间过长，会很难溶解），缓慢加入适量的TE Buffer (pH8.0) 或灭菌水溶解基因组DNA。一般从 10^7 个细胞或10~20 mg动物组织中提取的基因组DNA加入200~300 μ l 溶液溶解，浓度可以达到200~300 ng/ μ l。从一些动物组织如肝脏、肌肉和植物中提取的基因组DNA通常会含有一些不溶的成份（多为多糖多酚类物质），可以通过12,000g 离心10分钟除去。

7. 使用8 mM NaOH促进DNA完全溶解。
当基因组DNA量较多时，在TE Buffer或灭菌水中不易完全溶解。此时可以使用8 mM NaOH来溶解基因组DNA。经8 mM NaOH溶解的基因组DNA溶液因pH值较高，可能会影响长期储存及后续PCR反应等实验，需再使用HEPES溶液来调节pH值。1 ml 8 mM的NaOH按下列比例添加HEPES溶液来调节pH值。


Final pH	1 M HEPES (μ l)
7.0	32
7.2	23
7.5	15.9
7.8	11.7
8.0	10.1
8.2	9.3
8.4	8.6

【基因组DNA提取操作流程简图】



实验例

使用本试剂提取不同组织材料的基因组DNA，1% Agarose 凝胶电泳结果如下。



组织材料	起始样品量	基因组DNA提取量
肝脏	100 mg	300~400 μ g
肾脏	100 mg	300~400 μ g
脑	100 mg	200~300 μ g
心脏	100 mg	200~300 μ g
HL60培养细胞	1×10^7 个	50~70 μ g
植物叶片	1 g	20~200 μ g
<i>E.coli</i> Cells	1×10^9 个	30~40 μ g

- 有关 DNA 的吸光度说明如下：
260 nm、320 nm、230 nm、280 nm 下的吸光度分别代表了核酸、背景（溶液浑浊度）、盐浓度和蛋白质等有机物的吸光度值。OD₂₆₀/OD₂₈₀ (R) 体现了DNA中的蛋白质等有机物的污染程度，质量较好的DNA的R值应在1.8~2.0之间，当R<1.8时，溶液中的蛋白质等有机物的污染比较明显；当R>2.2时，说明DNA已经被水解成了单核苷酸。
在对核酸进行吸光度检测时，需要注意稀释液应使用TE Buffer。
- 如何计算DNA的浓度？
DNA浓度 = (OD₂₆₀ - OD₃₂₀) × 稀释倍数 × 0.05 μ g/ μ l。
- 基因组DNA提取量较低怎么办？
① 向组织材料中加入DNAiso Reagent后，请充分研磨、匀浆，使其充分裂解。
② 组织材料中的DNA含量较少，提高起始材料使用量，本试剂不适用于微量组织材料DNA的提取。
③ 增加DNAiso Reagent的添加量。
- 提取的基因组DNA不溶怎么办？
① 75%乙醇清洗沉淀后不要干燥时间过长或加热干燥。
② 基因组DNA在灭菌水或TE Buffer中不易完全溶解，可以换成8 mM NaOH溶解。
③ 当基因组DNA的量过大时不易溶解，可以加长溶解时间或轻轻摇动离心管以促进溶解。
- OD₂₆₀/OD₂₈₀值<1.65，为什么？
① DNA应使用TE Buffer稀释后再进行吸光度值的测定，低离子强度或低pH值会使OD₂₈₀值升高。
② 样品裂解时加入的DNAiso Reagent量偏少，造成蛋白质变性不充分，可以再次对DNA溶液进行苯酚/氯仿抽提，以除去蛋白质。
③ 基因组DNA未充分溶解。
- 提取的基因组DNA降解，为什么？
① 使用的组织材料不够新鲜。提取基因组DNA的组织材料应采用新鲜的组织材料，或将新鲜的组织材料用液氮迅速冷冻后置于-80°C保存。
② 操作剧烈造成基因组DNA断裂，破坏了基因组DNA的完整性。
- 提取的基因组DNA中含有RNA污染，为什么？
① 组织材料或细胞裂解后未使用离心法除去RNA。
② 提取出的基因组DNA量较少时，采用离心法而未使用缠绕法收集基因组DNA沉淀，容易带来RNA污染。
③ 如果提取的基因组DNA中含有RNA时，可以对提取的基因组DNA进行一次LiCl沉淀，以除去RNA污染，或者使用RNase进行处理。

注意

本产品仅供科学研究使用，不能用于人、动物的医疗或诊断程序，不能使用本产品作为食品、化妆品或家庭用品等。
未经Takara Bio Inc.书面许可授权或批准，不得制造、许诺销售、销售、进口Takara产品，或者使用Takara产品所有的相关专利及相关商标。
如果您需要其他用途的许可授权，请联系我们，或访问我们网站www.takarabio.com。
您使用本产品必须遵守产品网页上适用的全部许可要求。阅读、了解并遵守此类声明的所有限制性条款是您的责任。
所有商标均属于各自商标所有者的财产。某些商标并未在全部行政区注册。

本文件由宝日医生物技术（北京）有限公司翻译制作，最新版本文件请参考Takara Bio Inc.网站。为正确使用Takara产品，您应当掌握本产品的相关知识和使用说明。

v202012Da

Troubleshooting

- 一般情况下组织或细胞中所能提取的DNA量如下表：