

Code No. R011

研究用

---

**TaKaRa**

TaKaRa PCR Amplification Kit

---

说明书

# 目 录

内 容	页 码
● 制品说明	1
● 制品内容	1
● 保 存	2
● 试剂盒之外所需试剂和仪器	2
● 原 理	2
● 实验操作	3
● 使用注意	4
● Q&A	4
● 参考文献	5

## ● 制品说明

PCR Amplification Kit 适用于各种 DNA 模板的 PCR 扩增。本试剂盒含有  $\lambda$  DNA 作为对照模板以及扩增  $\lambda$  DNA 目的序列用的对照引物 (6,012 bp, 500 bp)。

## ● 制品内容 (100 $\mu$ l PCR $\times$ 100 次或 50 $\mu$ l PCR $\times$ 200 次)

<i>TaKaRa Taq</i> <sup>*1</sup> (5 U/ $\mu$ l)	50 $\mu$ l (250 U)
dNTP Mixture <sup>*2</sup> (各 2.5 mM)	1.28 ml
10 $\times$ PCR Buffer (Mg <sup>2+</sup> plus)	1 ml
100 mM Tris-HCl (pH8.9)	
500 mM KCl	
15 mM MgCl <sub>2</sub>	
10 $\times$ PCR Buffer (Mg <sup>2+</sup> Free)	1 ml
100 mM Tris-HCl (pH8.9)	
500 mM KCl	
MgCl <sub>2</sub> (25 mM)	1 ml
Control Template (1 $\mu$ g/ml $\lambda$ DNA)	100 $\mu$ l
Control Primer 1 <sup>*3</sup> (20 pmol/ $\mu$ l)	50 $\mu$ l
Control Primer 2 <sup>*3</sup> (20 pmol/ $\mu$ l)	50 $\mu$ l
Control Primer 3 <sup>*3</sup> (20 pmol/ $\mu$ l)	50 $\mu$ l
$\lambda$ -EcoT14 I Marker <sup>*4</sup> (100 ng/ $\mu$ l)	40 $\mu$ l
6 $\times$ Loading Buffer <sup>*5</sup>	1 ml

\*1 *TaKaRa Taq* 说明 (5 U/ $\mu$ l)

### 【酶贮存液】

20 mM	Tris-HCl (pH8.0)
100 mM	KCl
0.1 mM	EDTA
1 mM	DTT
0.5%	Tween 20
0.5%	NP-40
50%	Glycerol

### 【活性定义】

用活性化的大马哈鱼精子 DNA 作为模板/引物, 在 74°C、pH9.3、30 分钟内, 摄入 10 nmol 的全核苷酸为酸性不溶物的活性定义为 1 个活性单位 (U)。

### 【Reaction mixture】

25 mM	TAPS (pH9.3, 25°C)
50 mM	KCl
2 mM	MgCl <sub>2</sub>
0.1 mM	DTT
200 $\mu$ M	each dATP·dGTP·dCTP
100 $\mu$ M	[ <sup>3</sup> H]-dTTP
0.25 mg/ml	activated salmon sperm DNA

#### \*2 dNTP Mixture (各 2.5 mM)

dNTP Mixture 无需稀释, 可直接用于 PCR。

Form: 溶于水 (含钠盐), pH7-9

纯度: 每种 dNTP ≥ 98%

#### \*3 Control Primer 序列

引物名称	各引物序列
Control Primer 1	5' -GATGAGTTCGTGTCCGTACAAC-3'
Control Primer 2	5' -CCACATCCATACCGGGTTTCAC-3'
Control Primer 3	5' -GGTTATCGAAATCAGCCACAGCGCC-3'

\* 使用 Control Primer 1、2 时, 可以扩增 Control Template ( $\lambda$  DNA) 的 6,012 bp DNA 片段。

使用 Control Primer 1、3 时, 可以扩增 Control Template ( $\lambda$  DNA) 的 500 bp DNA 片段。

#### \*4 $\lambda$ -EcoT14 I Marker

此 marker 是用限制性内切酶 EcoT14 I 分解  $\lambda$  cl857 Sam7 DNA 得到的。由 DNA 片段 19,329 bp; 7,743 bp; 6,223 bp; 4,254 bp; 3,472 bp; 2,690 bp; 1,882 bp; 1,489 bp; 925 bp; 421 bp; 74 bp 等组成。由于  $\lambda$  DNA 分解的末端片段与 COS end 相连, 需加热处理 (60°C, 5 min)。

#### \*5 6×Loading Buffer 的组成

36%	甘油
30 mM	EDTA
0.05%	溴酚兰
0.035%	二甲苯青

### ● 保 存: -20°C

### ● 试剂盒之外所需试剂和仪器

-琼脂糖凝胶: PrimeGel™ Agarose PCR-Sieve (Code No. 5810A)

Agarose L03 [TAKARA] (Code No. 5003)

-DNA 染色试剂: SYBR® Green I Nucleic Acid Gel Stain (Code No. 5760A/5761A) 或 Ethidium Bromide

注意: 当使用 SYBR® Green I 给凝胶染色时, 需使用特定的过滤装置。

-灭菌水

-PCR 仪器: 如 TaKaRa PCR Thermal Cycler Dice™ Gradient (Code No. TP600)

TaKaRa PCR Thermal Cycler Dice Touch (Code No. TP350)

-0.2 ml Microtubes: 0.2ml Single-Tube Dome Cap (Code No. NJ204)

(聚丙烯材料) 0.2 ml 96 well-plate for Real Time (Frosted) (Code No. NJ401)

Flat cap for snap plate (Code No. NJ720)

-琼脂糖凝胶电泳仪器: Mupid-2 plus, Mupid-exU, Mupid-One (Mupid CO., LTD)

-Microcentrifuge

-移液枪和枪头 (灭菌处理)

### ● 原 理

PCR (Polymerase Chain Reaction) 法是一种简单高效的体外扩增 DNA 的方法。它通过以下不同温度下三个步骤进行:

1. DNA 链的热变性 (Denaturation step);
2. 引物退火 (Annealing step);

### 3. 聚合酶作用下引物的延伸 (Extension step)。

一组连续 3 个步骤为一个周期。PCR 过程即在周期循环的基础上扩增 DNA 片段。PCR Amplification Kit 的主要组成是 *TaKaRa Taq* (Code No. R001)。*TaKaRa Taq* 是一种 94 kDa 的高纯度耐热性 DNA 聚合酶，是把 *Thermus aquaticus* YT-1 株的 DNA Polymerase 基因在大肠杆菌中表达后，分离提取得到的，与野生型 DNA Polymerase 具有相同的功能。




图. PCR 法原理图

Step 1: 在含有引物、dNTP 及 DNA 聚合酶的反应液中双链 DNA 热变性 (94°C、30 sec);

Step 2: 引物与热变性生成的单链 DNA 退火 (55°C、30 sec);

Step 3: 在 DNA 聚合酶作用下合成互补链 (72°C、1 min);

Step 4: 扩增的双链 DNA 再次热变性生成单链 DNA (返回 Step 1);

Step 1~4: 称为一个循环，如此循环往复 35 次。根据目的 DNA 片段不同，最优的 PCR 反应条件不同。

## ● 实验操作

使用 *TaKaRa PCR Thermal Cycler Dice* 为例。

### A. Control 实验

本试剂盒中含有  $\lambda$  DNA 以及扩增  $\lambda$  DNA 的 6,012 bp 和 500 bp 目的片段的引物。

1. 按下列组成配制 PCR 反应液 50  $\mu$ l。

试剂	使用量	终浓度
10× PCR Buffer (Mg <sup>2+</sup> plus)*	5 $\mu$ l	[1×]
dNTP Mixture	4 $\mu$ l	each 200 $\mu$ M
Control Primer 1	0.5 $\mu$ l	0.2 $\mu$ M
Control Primer 2 或 3	0.5 $\mu$ l	0.2 $\mu$ M
<i>TaKaRa Taq</i>	0.25 $\mu$ l	1.25 U/50 $\mu$ l
Control Template	0.5 $\mu$ l	0.5 ng/50 $\mu$ l
灭菌水	39.25 $\mu$ l	
Total	50 $\mu$ l	

\*: 根据需要, 可使用 10× PCR Buffer (Mg<sup>2+</sup> Free) 和 MgCl<sub>2</sub> 溶液代替 10× PCR Buffer (Mg<sup>2+</sup> plus)。

2. 将 microtube 放入仪器。

3. 按以下条件进行 PCR 反应。

【使用 Control Primer 1、2 时 (扩增 6,012 bp DNA 片段)】

94°C	1 min (变性)	} 30 cycles
68°C	4 min (退火和延伸)	
72°C	5 min	

【使用 Control Primer 1、3 时 (扩增 500 bp DNA 片段)】

94°C	30 sec (变性)	} 25 cycles
55°C	30 sec (退火)	
72°C	30 sec (延伸)	
72°C	2 min	

## B. 样品实验

实验过程与 A 中所述的实验过程基本相同。根据 DNA 片段大小、序列和引物长度不同，每一步的反应参数（温度、时间）也不同。

## C. 电泳

- 1) 取 5~10  $\mu$ l 反应液中加入 1/6 体积的 6 $\times$  Loading buffer。
- 2) 进行琼脂糖凝胶电泳。琼脂糖凝胶的条件，需根据 DNA 片段的大小适当选择使用。
- 3) 电泳后，用 GelStar、SYBR<sup>®</sup> Green I 或 Ethidium Bromide solution (1  $\mu$ g/ml) 染色 20–30 min。
- 4) 紫外观察扩增的 DNA 条带。

## ● 使用注意

以下为使用本试剂盒时的注意事项，使用前一定认真阅读。

- ① 试剂盒中的各组份，要仔细混匀后使用，但 *TaKaRa Taq* 要避免剧烈操作。
- ② 因为样品 DNA 的提取方法不同，10 $\times$  PCR Buffer (Mg<sup>2+</sup> plus) 中的 Mg<sup>2+</sup> 浓度可能并非最适浓度，此时可使用 10 $\times$  PCR Buffer (Mg<sup>2+</sup> Free) 和 MgCl<sub>2</sub>，调整 PCR 反应液的适合的 Mg<sup>2+</sup> 浓度。

## ● Q&A

### 1. PCR 优化

适合的反应条件根据扩增大小、反应体积、PCR 仪器类型等的不同而不同。

#### 1) 循环数

根据模板 DNA 的数量及复杂程度和扩增 DNA 片段的长度，理想的循环数为 25–30 次。减少循环次数可能不能形成足够扩增产物，循环次数过多则可能在电泳时得到弥散条带。

#### 2) 变性条件

当使用薄壁 PCR tube 时，推荐设定 98°C 10 sec 或 94°C 20 sec。当使用普通 PCR microtube 时，推荐设定 98°C 20 sec 或 94°C 30 sec。变性时间过短或变性温度过低可能导致电泳弥散或扩增效率低。变性时间过长或变性温度过高可能得到非目的条带。

#### 3) 退火及延伸条件

37°C–65°C 范围内以 2°C 梯度变化设定退火温度。由于 *TaKaRa Taq* 在 60°C–68°C 显出活性，Shuttle PCR (Two Temperature PCR) 可在此范围内设定退火–延伸温度。进行 68°C 二步法 PCR 的退火和延伸时，建议时间设定为每 kb 30 sec 至 1 min。当温度低于 68°C 时，适当延长时间。退火温度过高不能获得产物，温度过低则非特异性反应增强。延伸时间太短不能产生扩增产物或出现非特异性的较短产物。同时，延伸时间过长导致电泳带弥散。

### 2. 制备引物

引物的特异性对于扩增较长 DNA 片段很重要。尽量按下列标准设计引物。

- 1) 两条引物的退火温度差需在 2–3°C 内。

2) CG 含量 50–60%。

3) 避免引物形成发夹结构或引物二聚体，尤其是 3' 末端。

### 3. 引物浓度

适合浓度为 0.1  $\mu\text{M}$ –1.0  $\mu\text{M}$ 。低于适合浓度，扩增产量低。另一方面，高于适合浓度，非特异性反应可能多于引物特异性扩增。在普通操作中，引物浓度根据模板 DNA 特点和数量而定：较复杂的 DNA 如人类基因组 DNA 或高模板 DNA 数量时，建议采用低引物浓度。相反，较简单的 DNA 如质粒 DNA 或低模板 DNA 数量时，建议采用高引物浓度。

### 4. 酶量

虽然 50  $\mu\text{l}$  反应推荐使用 1.25 U *TaKaRa Taq*，也可根据最适反应条件做适当改变。改变酶量考虑以下因素：模板 DNA 数量、长度以及扩增 DNA 片段长度。酶过多可能会发生非特异性反应，导致电泳弥散。低酶量可能降低扩增效率。

### 5. 扩增产物电泳弥散

可能原因	解决方法
酶量过多	以 0.5 U 梯度减少酶量
变性时间过短	以 5 sec 梯度延长变性时间
变性温度过低	以 0.5°C 梯度升高变性温度
dNTP 浓度过低	以 50 $\mu\text{M}$ 梯度增加 dNTP 浓度
延伸时间过长	以 30–60 sec 梯度递减
PCR 循环次数过多	以 2 cycles 梯度减少循环次数
模板量过多	以 20% 梯度减少模板数量

### 6. 电泳产生多个非特异性产物

可能原因	解决方法
引物浓度过高	以 0.1 $\mu\text{M}$ 梯度降低引物浓度
引物设计不合理	通过改变特异性区域或延长引物长度 25–30 mer 来增强引物特异性
酶量过多	以 0.5 U 梯度减少酶量
循环次数过多	以 2 cycles 梯度减少循环次数
退火温度过低	以 2°C 梯度降低退火温度
引物非特异性退火	从室温加热至变性温度 (94–98°C) 时，使用 Hot Start method 如应用 Taq Antibody (Code No. 9002) 来避免此现象
延伸时间过短	延伸时间以 30–60 sec 梯度递增
变性不完全	以 0.5°C 梯度增加变性温度并以 5 sec 梯度延长变性时间
模板量过多	以 20% 梯度减少模板数量

## ● 参考文献

- 1) Saiki, R. K., Gelfand, D. H., Stoffel, S., Scharf, S. J., Higuchi, R., Horn, G. T., Mullis, K. B., and Erlich, H. A. *Science*. (1988) **239**: 487–491.
- 2) Scharf, S. J., Horn, G. T., and Erlich, H. A. *Science*. (1986) **233**: 1076–1078.
- 3) Gyllensten, U. B. and Erlich, H. A. *Proc Natl Acad Sci USA*. (1988) **85**: 7652–7656.
- 4) Kawasaki, E. S., Clark, S. C., Coyne, M. Y., Smith, S. D., Champlin, R., Whitte, O. N., and McCormick, F. P. *Proc Natl Acad Sci USA*. (1988) **85**: 5698–5702.
- 5) Lawyer, F. C., Stoffel, S., Saiki, R. K., Myambo, K. B., Drummond, R., and Gelfand, D. H. *J Biol Chem*. (1989) **264**: 6427–6437.

SYBR is a registered trademark of Life Technologies Corporation.

*TaKaRa Taq*, PrimeGel, and Thermal Cycler Dice are trademarks of Takara Bio Inc.

**注意**

本产品仅供科学研究使用，不能用于人、动物的医疗或诊断程序，不能使用本产品作为食品、化妆品或家庭用品等。

未经Takara Bio Inc.书面许可授权或批准，不得制造、许诺销售、销售、进口Takara产品，或者使用Takara产品所有的相关专利及相关商标。

如果您需要其他用途的许可授权，请联络我们，或访问我们网站[www.takara-bio.com](http://www.takara-bio.com)。

您使用本产品必须遵守产品网页上适用的全部许可要求。阅读、了解并遵守此类声明的所有限制性条款是您的责任。

所有商标均属于各自商标所有者的财产。某些商标并未在全部行政区注册。

本文件由宝日医生物技术（北京）有限公司翻译制作，最新版本文件请参考Takara Bio Inc.网站。为正确使用Takara产品，您应当掌握本产品的相关知识和使用说明。



**技术咨询热线：**

0411-87641685, 87641686  
4006518761, 4006518769

**TAKARA BIO INC.**

URL: <https://www.takarabiomed.com.cn>