

实验室常用培养基的配制方法

Ampicillin (100 mg/ml)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 组份浓度 100 mg/ml Ampicillin ■ 配制量 50 ml ■ 配制方法 <ol style="list-style-type: none"> 1. 称量 5 g Ampicillin 置于 50 ml 离心管中。 2. 加入 40 ml 灭菌水, 充分混合溶解后, 定容至 50 ml。 3. 用 0.22 μm 滤器过滤除菌。 4. 小份分装 (1 ml/份) 后, -20°C 保存。 						
IPTG (24 mg/ml)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 组份浓度 24 mg/ml IPTG ■ 配制量 50 ml ■ 配制方法 <ol style="list-style-type: none"> 1. 称量 1.2 g IPTG 置于 50 ml 离心管中。 2. 加入 40 ml 灭菌水, 充分混合溶解后, 定容至 50 ml。 3. 用 0.22 μm 滤器过滤除菌。 4. 小份分装 (1 ml/份) 后, -20°C 保存。 						
X-Gal (20 mg/ml)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 组份浓度 20 mg/ml X-Gal ■ 配制量 50 ml ■ 配制方法 <ol style="list-style-type: none"> 1. 称量 1 g X-Gal 置于 50 ml 离心管中。 2. 加入 40 ml DMF (二甲基甲酰胺), 充分混合溶解后, 定容至 50 ml。 3. 小份分装 (1 ml/份) 后, -20°C 避光保存。 						
LB 培养基	<ul style="list-style-type: none"> ■ 组份浓度 1% (W/V) Tryptone, 0.5% (W/V) Yeast Extract, 1% (W/V) NaCl ■ 配制量 1 L ■ 配制方法 <ol style="list-style-type: none"> 1. 称量下列试剂, 置于 1 L 烧杯中。 <table border="1" data-bbox="813 1928 1460 2058" style="margin-left: 40px; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">Tryptone</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">10 g</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Yeast Extract</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">5 g</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">NaCl</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">10 g</td> </tr> </tbody> </table> 2. 加入约 800 ml 的去离子水, 充分搅拌溶解。 3. 滴加 5 N NaOH (约 0.2 ml), 调节 pH 值至 7.0。 4. 加去离子水将培养基定容至 1 L。 5. 高温高压灭菌后, 4°C 保存。 	Tryptone	10 g	Yeast Extract	5 g	NaCl	10 g
Tryptone	10 g						
Yeast Extract	5 g						
NaCl	10 g						

LB/Amp 培养基

■ 组份浓度	1% (W/V)	Tryptone					
	0.5% (W/V)	Yeast Extract					
	1% (W/V)	NaCl					
	0.1 mg/ml	Ampicillin					
■ 配制量	1 L						
■ 配制方法	1. 称取下列试剂, 置于 1 L 烧杯中。						
	<table border="1"> <tr> <td>Tryptone</td> <td>10 g</td> </tr> <tr> <td>Yeast Extract</td> <td>5 g</td> </tr> <tr> <td>NaCl</td> <td>10 g</td> </tr> </table>	Tryptone	10 g	Yeast Extract	5 g	NaCl	10 g
Tryptone	10 g						
Yeast Extract	5 g						
NaCl	10 g						
	2. 加入约 800 ml 的去离子水, 充分搅拌溶解。						
	3. 滴加 5 N NaOH (约 0.2 ml), 调节 pH 值至 7.0。						
	4. 加去离子水将培养基定容至 1 L。						
	5. 高温高压灭菌后, 冷却至室温。						
	6. 加入 1 ml Ampicillin (100 mg/ml) 后均匀混合。						
	7. 4°C 保存。						

TB 培养基

■ 组份浓度	1.2% (W/V)	Tryptone						
	2.4% (W/V)	Yeast Extract						
	0.4% (V/V)	Glycerol						
	17 mM	KH ₂ PO ₄						
	72 mM	K ₂ HPO ₄						
	■ 配制量	1 L						
■ 配制方法	1. 配制磷酸盐缓冲液 (0.17 M KH ₂ PO ₄ , 0.72 M K ₂ HPO ₄) 100 ml。 溶解 2.31 g KH ₂ PO ₄ 和 12.54 g K ₂ HPO ₄ 于 90 ml 的去离子水中, 搅拌溶解后, 加去离子水定容至 100 ml, 高温高压灭菌。							
	2. 称取下列试剂, 置于 1 L 烧杯中。							
	<table border="1"> <tr> <td>Tryptone</td> <td>12 g</td> </tr> <tr> <td>Yeast Extract</td> <td>24 g</td> </tr> <tr> <td>Glycerol</td> <td>4 ml</td> </tr> </table>	Tryptone	12 g	Yeast Extract	24 g	Glycerol	4 ml	
Tryptone	12 g							
Yeast Extract	24 g							
Glycerol	4 ml							
	3. 加入约 800 ml 的去离子水, 充分搅拌溶解。							
	4. 加去离子水将培养基定容至 1 L, 高温高压灭菌。							
	5. 待溶液冷却至 60°C 以下时, 加入 100 ml 的上述灭菌磷酸盐缓冲液。							
	6. 4°C 保存。							

TB/Amp 培养基

■ 组份浓度	1.2% (W/V)	Tryptone
	2.4% (W/V)	Yeast Extract
	0.4% (V/V)	Glycerol
	17 mM	KH ₂ PO ₄
	72 mM	K ₂ HPO ₄
	0.1 mg/ml	Ampicillin
	<hr/>	
■ 配制量	1 L	
■ 配制方法	1. 配制磷酸盐缓冲液 (0.17 M KH ₂ PO ₄ , 0.72 M K ₂ HPO ₄) 100 ml。 溶解 2.31 g KH ₂ PO ₄ 和 12.54 g K ₂ HPO ₄ 于 90 ml 的去离子水中, 搅拌溶解后, 加去离子水定容至 100 ml, 高温高压灭菌。	
	2. 称取下列试剂, 置于 1 L 烧杯中。	
	Tryptone	12 g
	Yeast Extract	24 g
	Glycerol	4 ml
	<hr/>	
	2. 加入约 800 ml 的去离子水, 充分搅拌溶解。	
	3. 加去离子水将培养基定容至 1 L 后, 高温高压灭菌。	
	4. 待溶液冷却至 60°C 以下时, 加入 100 ml 的上述灭菌磷酸盐缓冲液和 1 ml 的 Ampicillin (100 mg/ml)。	
	5. 均匀混合后 4°C 保存。	

SOB 培养基

■ 组份浓度	2% (W/V)	Tryptone
	0.5% (W/V)	Yeast Extract
	0.05% (W/V)	NaCl
	2.5 mM	KCl
	10 mM	MgCl ₂

■ 配制量	1 L
-------	-----

■ 配制方法	1. 配制 250 mM KCl 溶液。 在 90 ml 的去离子水中溶解 1.86 g KCl 后, 定容至 100 ml。	
	2. 配制 2 M MgCl ₂ 溶液。 在 90 ml 去离子水中溶解 19 g MgCl ₂ 后, 定容至 100 ml, 高温高压灭菌。	
	3. 称取下列试剂, 置于 1 L 烧杯中。	
	Tryptone	20 g
	Yeast Extract	5 g
	NaCl	0.5 g
	4. 加入约 800 ml 的去离子水, 充分搅拌溶解。	
	5. 量取 10 ml 250 mM KCl 溶液, 加入到烧杯中。	
	6. 滴加 5 N NaOH 溶液 (约 0.2 ml), 调节 pH 值至 7.0。	
7. 加入去离子水将培养基定容至 1 L。		
8. 高温高压灭菌后, 4°C 保存。		
9. 使用前加入 5 ml 灭菌的 2 M MgCl ₂ 溶液。		

SOC 培养基

■ 组份浓度	2% (W/V)	Tryptone
	0.5% (W/V)	Yeast Extract
	0.05% (W/V)	NaCl
	2.5 mM	KCl
	10 mM	MgCl ₂
	20 mM	葡萄糖

■ 配制量	100 ml
-------	--------

■ 配制方法	1. 配制 1 M 葡萄糖溶液。 将 18 g 葡萄糖溶于 90 ml 去离子水中, 充分溶解后定容至 100 ml, 用 0.22 μm 滤器过滤除菌。
	2. 向 100 ml SOB 培养基中加入除菌的 1 M 葡萄糖溶液 2 ml, 均匀混合。
	3. 4°C 保存。

2 × YT 培养基

■ 组份浓度 1.6% (W/V) Tryptone, 1% (W/V) Yeast Extract, 0.5% (W/V) NaCl

■ 配制量 1 L

■ 配制方法 1. 称取下列试剂, 置于 1 L 烧杯中。

Tryptone	16 g
Yeast Extract	10 g
NaCl	5 g

2. 加入约 800 ml 的去离子水, 充分搅拌溶解。

3. 滴加 5 N NaOH, 调节 pH 值至 7.0。

4. 加去离子水将培养基定容至 1 L。

5. 高温高压灭菌后, 4°C 保存。

Φ b × broth

■ 组份浓度 2% (W/V) Tryptone, 0.5% (W/V) Yeast Extract, 0.5% (W/V) MgSO₄ · 7H₂O

■ 配制量 1 L

■ 配制方法 1. 称取下列试剂, 置于 1 L 烧杯中。

Tryptone	20 g
Yeast Extract	5 g
MgSO ₄ · 7H ₂ O	5 g

2. 加入约 800 ml 的去离子水, 充分搅拌溶解。

3. 滴加 1 N KOH, 调节 pH 值至 7.5。

4. 加去离子水将培养基定容至 1 L。

5. 高温高压灭菌后, 4°C 保存。

NZCYM 培养基

■ 组份浓度	0.5% (W/V)	Yeast Extract									
	0.1% (W/V)	Casamino Acid									
	1% (W/V)	NZ 胺									
	0.5% (W/V)	NaCl									
	0.2% (W/V)	MgSO ₄ · 7H ₂ O									
■ 配制量	1 L										
■ 配制方法	1. 称取下列试剂, 置于 1 L 烧杯中。										
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Yeast Extract</td> <td>5 g</td> </tr> <tr> <td>Casamino Acid</td> <td>1 g</td> </tr> <tr> <td>NZ 胺</td> <td>10 g</td> </tr> <tr> <td>NaCl</td> <td>5 g</td> </tr> <tr> <td>MgSO₄ · 7H₂O</td> <td>2 g</td> </tr> </tbody> </table>	Yeast Extract	5 g	Casamino Acid	1 g	NZ 胺	10 g	NaCl	5 g	MgSO ₄ · 7H ₂ O	2 g
Yeast Extract	5 g										
Casamino Acid	1 g										
NZ 胺	10 g										
NaCl	5 g										
MgSO ₄ · 7H ₂ O	2 g										
	2. 加入约 800 ml 的去离子水, 充分搅拌溶解。										
	3. 滴加 5 N NaOH (约 0.2 ml), 调节 pH 值至 7.0。										
	4. 加去离子水将培养基定容至 1 L。										
	5. 高温高压灭菌后, 4°C 保存。										

NZYM 培养基

■ 组份浓度	0.5% (W/V)	Yeast Extract
	1% (W/V)	NZ 胺
	0.5% (W/V)	NaCl
	0.2% (W/V)	MgSO ₄ · 7H ₂ O
■ 配制方法	NZYM 培养基除不含 Casamino Acid (酪蛋白氨基酸) 外, 其他成份与 NZCYM 培养基相同。	

NZM 培养基

■ 组份浓度	1% (W/V)	NZ 胺
	0.5% (W/V)	NaCl
	0.2% (W/V)	MgSO ₄ · 7H ₂ O
■ 配制方法	NZM 培养基除不含 Yeast Extract (酵母提取物) 外, 其他成份与 NZYM 培养基相同。	

一般固体培养基的配制

■ 配制方法

1. 按照液体培养基配方准备好液体培养基，在高温高压灭菌前，加入下列试剂中的一种。

Agar (琼脂: 铺制平板用)	15 g/L
Agar (琼脂: 配制顶层琼脂用)	7 g/L
Agarose (琼脂糖: 铺制平板用)	15 g/L
Agarose (琼脂糖: 配制顶层琼脂用)	7 g/L

2. 高温高压灭菌后，戴上手套取出培养基，摇动容器使琼脂或琼脂糖充分混匀(此时培养基温度很高，小心烫伤)。
3. 待培养基冷却至 50~60℃时，加入热不稳定物质(如抗生素等)，摇动容器充分混匀。
4. 铺制平板(30~35 ml 培养基/90 mm 培养皿)。

LB/Amp/X-Gal/IPTG

平板培养基

■ 组份浓度

1% (W/V)	Tryptone
0.5% (W/V)	Yeast Extract
1% (W/V)	NaCl
0.1 mg/ml	Ampicillin
0.024 mg/ml	IPTG
0.04 mg/ml	X-Gal
1.5% (W/V)	Agar

■ 配制量

1 L

■ 配制方法

1. 称取下列试剂，置于 1 L 烧杯中。

Tryptone	10 g
Yeast Extract	5 g
NaCl	10 g

2. 加入约 800 ml 的去离子水，充分搅拌溶解。
3. 滴加 5 N NaOH (约 0.2 ml)，调节 pH 值至 7.0。
4. 加去离子水将培养基定容至 1 L 后，加入 15 g Agar。
5. 高温高压灭菌后，冷却至 60℃保存。
6. 加入 1 ml Ampicillin (100 mg/ml)、1 ml IPTG (24 mg/ml)、2 ml X-Gal (20 mg/ml) 后均匀混合。
7. 铺制平板(30~35 ml 培养基/90 mm 培养皿)。
8. 4℃避光保存。

TB/Amp/X-Gal/IPTG
平板培养基
■ 组份浓度

1.2% (W/V)	Tryptone
2.4% (W/V)	Yeast Extract
0.4% (W/V)	Glycerol
17 mM	KH ₂ PO ₄
72 mM	K ₂ HPO ₄
0.1 mg/ml	Ampicillin
0.024 mg/ml	IPTG
0.04 mg/ml	X-Gal
1.5% (W/V)	Agar

■ 配制量

1 L

■ 配制方法

1. 配制磷酸盐缓冲液 (0.17 M KH₂PO₄, 0.72 M K₂HPO₄) 100 ml。

溶解 2.31 g KH₂PO₄ 和 12.54 g K₂HPO₄ 于 90 ml 的去离子水中, 搅拌溶解后, 加去离子水定容至 100 ml, 高温高压灭菌。

2. 称取下列试剂, 置于 1 L 烧杯中。

Tryptone	12 g
Yeast Extract	24 g
Glycerol	4 ml

3. 加入约 800 ml 的去离子水, 充分搅拌溶解。
4. 加去离子水将培养基定容至 1 L 后, 加入 15 g Agar。
5. 高温高压灭菌后, 冷却至 60°C 保存。
6. 加入 100 ml 的上述灭菌磷酸盐缓冲液、1 ml Ampicillin (100 mg/ml)、1 ml IPTG (24 mg/ml)、2 ml X-Gal (20 mg/ml) 后均匀混合。
7. 铺制平板 (30~35 ml 培养基/90 mm 培养皿)。
8. 4°C 避光保存。